

VERMEIREN

Instrukcja konserwacji

Kula łokciowa



INSTRUKCJA KONSERWACJA

Kula łokciowa

1. Pielęgnacja

Do mycia należy używać tylko mydła. Płyn do czyszczenia nie powinien mieć PH na poziomie przekraczającym 6. Nie należy używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalnik. Należy zawsze zwrócić uwagę na instrukcję środka czyszczącego. Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki oraz letniego płynu. Unikać przemoczenia. Nie należy używać metalowych szczotek oraz żadnych innych ostrych przyborów czyszczących. Regularna konserwacja zapewni długi okres prawidłowego funkcjonowania kuli. Regularna pielęgnacja produktu pozwala utrzymać ją w idealnym stanie.

2. Dezynfekcja

Dezynfekcja może być przeprowadzana wyłącznie przez wykwalifikowanego pracownika sanitarnego, bądź osobę przez niego przeszkoloną. Należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Do sterylizacji należy stosować wyłącznie środki odkażające przeznaczone do powlekanych powierzchni metalowych. Należy zawsze zwrócić uwagę na instrukcję środka czyszczącego. Zaleca się stosować środki sprawdzone które są na liście Instytutu Roberta Kocha (informacje można uzyskać na stronie: www.rki.de).

3. Naprawa / Serwis / Kontrola

Na żywotność kuli łokciowej ma wpływ sposób używania, sposób przechowywania, dokonywanie regularnych oględzin, utrzymanie w czystości.

Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Naprawy i remonty powinny być przeprowadzone wyłącznie przez przeszkolone osoby. Jeśli to możliwe należy korzystać z serwisu dostawcy. On chętnie pomożemy w odniesieniu do usług i remontów.

Przed każdym używaniem kula łokciowa powinna być sprawdzona pod względem:

- Kompletności
- Funkcja regulacji wysokości
- Ramy, (uszkodzenia, deformacje, stabilność)
- **Uszkodzenia powłoki lakierniczej (usunąć możliwą rdzę i przemalować) i sprawdzić, czy korozję lub uszkodzenie sprężyny styk.**

Co 8 tygodni:

- Przekręć końcówkę (gumowa nóżka) o ćwierć obrotu. Zmniejsza to jej zużycie wciąż w tym samym miejscu. Sprawdzaj stan zużycia końcówki; jeśli to konieczne, wymień ją.

Co 6 miesięcy lub przed każdym nowym użytkownikiem, kula powinna być poddana:

- Przeglądowi generalnemu
- Czyszczenie
- Dezynfekcji (przed ponownego użycia)

4. Wysyłka I Przechowywanie

Podczas Wysyłki I przechowywania kuli łokciowej należy się stosować do poniższych instrukcji:

- Kula łokciowa powinna być przechowywana wyłącznie w suchych pomieszczeniach (od + 5°C do + 41°C).
- Względna wilgotność powietrza: 30–70%.
- Zapewnić odpowiednie przykrycie lub opakowanie chroniące kula łokciowa przed rdzą i ciałami obcymi (np. słoną wodą, morskim powietrzem, piaskiem, pyłem).
- Przechowywane elementy muszą być wolne od nacisku (nie umieszczaj ciężkich części na kuli łokciowej, nie wciskać pomiędzy inne objekty ...).

5. Gwarancja

Wycinek z „Ogólnych warunków prowadzenia działalności”:

(...)

5. Okres gwarancji obejmujący roszczenia gwarancyjne trwa 24 miesiące.

(...)

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek dokonywania zmian strukturalnych produktu, niewystarczającej konserwacji, niewłaściwego użytkowania lub przechowywania lub korzystania z nieoryginalnych części.

Gwarancja nie obejmuje również części lub części ruchomych podlegających naturalnemu zużyciu.

6. Utylizacja

Podczas utylizacji kuli łokciowej należy się skontaktować z lokalnym centrum składowania odpadów lub zwrócić produkt wyspecjalizowanemu sprzedawcy, który po poddaniu kuli procedurze czyszczącej może odesłać go do producenta, który z kolei podda produkt odpowiedniej utylizacji i recyklingowi, rozkładając go na materiały składowe.

Materiały pakunkowe można oddać do centrum utylizacji i recyklingu lub wyspecjalizowanemu sprzedawcy.