

# Wózek specjalny dla dzieci

CE GEMINI<sup>2</sup>

Nowy model kultowego już wózka dla dzieci GEMINI 2. Ogromne możliwości różnych regulacji i dopasowania do indywidualnych wymagań użytkownika. Podczas przygotowywania tego wózka wzięliśmy pod uwagę najbardziej istotną cechę jaką charakteryzuje się dziecko, mianowicie szybki i dynamiczny rozwój. Ta cecha dziecka jest oczywiście powodem do radości ale niesie ze sobą poważne zagrożenie powstawania poważnych deformacji kręgosłupa.



Sz szczególnie niebezpieczna jest pozycja siedząca, gdyż to właśnie taka pozycja najbardziej obciąża kręgosłup. Podstawowym narzędziem do walki z zagrożeniem jest prawidłowa stabilizacja dziecka w wózku. Kluczowe są tutaj trzy elementy:

1. STABILIZACJA MIEDNICY oraz STÓP.
2. STABILIZACJA TUŁOWIA.
3. STABILIZACJA GŁOWY.

We wszystkich trzech obszarach GEMINI 2 sprawuje się bardzo dobrze.

# komfort i bezpieczeństwo


UCZ SIĘ  
I BAW  
BEZPIECZNIE



Prawidłowe ułożenie dziecka w wózku to nie tylko komfort ale również poprawa takich funkcji jak trawienie i oddychanie. Gemini2 daje możliwość zmiany pozycji wszystkich ważnych części wózka: oparcia, siedziska i podnóżka niezależnie.



Praktyczne zaciśki pasków do stabilizacji.



Regulacja wysokości oparcia.



Regulacja głębokości siedziska.



ZMIANA  
POZYCJI



47  
66



32  
40



zakres regulacji  
wysokości  
13-30 cm



50  
bez poduszki



77  
98



28-34  
36-42



25-28-31-34  
34-3740-43



51-64  
63-75



35  
50




~13,5  
~27

# GEMINI<sup>2</sup>

2in1



Peloty piersiowe zamontowane na dwa sposoby active i standard. Active daje więcej przestrzeni dla rąk dziecka, standard lepiej stabilizuje tułów.



Peloty regulowane można ustawiać dowolnie - opcja.



Regulowane uchwyty stopy - opcja.



GEMINI2 umożliwia zmianę kierunku jazdy.

kolory ram:



kolory tapicerek:



Po zaopatrzeniu się w opcję dodatkową - stopę z regulacją płynną wysokości - można ten sam fotel stosować jako fotelik terapeutyczny do stosowania w mieszkaniu.





U61-siatka pod wózkiem



U62 - śpiwór



U63 - stolik terapeutyczny.



U64 - Barierka



elastyczne podparcie głowy



Podłokietniki-standard



U67 - daszek



U68 - blokada kół przednich



U70 - półka pod respirator



Stoпа do używania w mieszkaniu jako fotelik terapeutyczny



Peloty piersiowe umożliwiające bardziej precyzyjne ustawienie



Peloty udowe umożliwiające bardziej precyzyjne ustawienie



Dodatkowe pelotki tułowia



B28- dodatkowe poduszki



Podparcie lędźwiowe



Ośłona na ramę



STABILO- siedzisko, oparcie, zagłówek -można zamawiać oddzielnie



STABILO COMFORTABLE DUO Plus - gorset do stabilizacji dziecka



VICAIR® Vector - poduszka przeciw-odleżynowo stabilizacyjna



U73 NEO - kamizelka neopr. z zamkiem, stabilizująca tułów  
U74 NEO - kamizelka neopr. bez zamka, stabilizująca tułów



U78 NEO - pasy stabilizujące tułów



U79 NEO - pasy czteropunktowe neoprenowe do stabilizacji tułowia



U80 NEO- szeroki pas piersiowy neoprenowy



U01 NEO - uprzęż na miednicę, odwodząca z neoprenu



U76NEO - pas 2 punktowy, U75NEO - pas 4 punktowy z neoprenu, z trzema niezależnymi regulacjami

